

LoPat-Aufbau System

Neu



LoPat-Aufbauten abgewinkelt 15°					€ 129,- /Stück	
Höhe	Ø 3,75 mm		Ø 4,5 mm			
	Art.-Nr.	Menge	Art.-Nr.	Menge		
1,5 mm	375PAT115		450PAT115			
3 mm	375PAT315		450PAT315			



4er Paket

Dentegris Implantate inkl. LoPat-Aufbau und LoPat-Matrizen.

€ 950,-

Paket Angebot*

Sie sparen**
€ 221,80

2er Paket

Dentegris Implantate inkl. LoPat-Aufbau und LoPat-Matrizen.

€ 475,-

Sie sparen**
€ 110,90

LoPat-Aufbauten (Höhenangabe entspricht Gingivahöhe)									€ 99,- /Stück	
Höhe	Ø 3,3 mm		Ø 3,75 mm		Ø 4,5 mm		Ø 5,5 mm			
	Art.-Nr.	Menge	Art.-Nr.	Menge	Art.-Nr.	Menge	Art.-Nr.	Menge		
1 mm	330PAT01		375PAT01		450PAT01		-	-		
2 mm	330PAT02		375PAT02		450PAT02		550PAT02			
3 mm	330PAT03		375PAT03		450PAT03		-	-		
4 mm	330PAT04		375PAT04		450PAT04		550PAT04			
5 mm	330PAT05		375PAT05		450PAT05		-	-		

Implantate für das LoPat-Paket Angebot																€ 159,- /Stück			
Länge	Art.-Nr.	Menge	Typ	SL	SLS	SB	Menge	Typ	SL	SLS	SB	Menge	Typ	SL	SLS	Menge			
8mm	-	-	37508-			-		45008-			-		55008-						
10mm	33010-ST		37510-					45010-					55010-						
11,5mm	33011-ST		37511-					45011-					55011-						
13mm	33013-ST		37513-					45013-					55013-						
14,5mm	33014-ST		37514-					45014-					-	-	-	-			

Bitte bestellen Sie die LoPat-Aufbauten entsprechend der gemessenen Gingivahöhe.

* gilt nur in Verbindung mit geraden LoPat-Aufbauten

** gegenüber der Einzelbestellung

Bitte bestellen Sie für jeden LoPat-Aufbau eine LoPat-Matrize.

Achtung: Für die Verarbeitung der LoPat-Aufbauten benötigen Sie das „LOPAT-Tool“. Drehmoment bei Eingliederung: max. 35 Ncm.

Praxis/Labor

Unterschrift/Stempel

Straße/Nr.

Datum

PLZ/Ort

Ansprechpartner

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt. Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten! Stand: Januar 2017

Dentegris Service & Logistic Center

Grafbacher Straße 136 | DE-47199 Duisburg | shop.dentegris.de
Tel.: 02841-88271-0 | Fax: 02841-88271-20 | www.dentegris.de

Dentegris
DENTAL IMPLANT SYSTEM

LoPat-Aufbau System

Neu

LoPat-Komponenten			
Bezeichnung	Art.-Nr.:	Preis/€	Menge
LoPat-Tool	LOPAT-TOOL	69,90	
LoPat-Modellanalog (4er Packung)	LOPAT-MA	69,90	
LoPat-Abdruckpfosten (4er Packung)	LOPAT-AG	69,90	
LoPat-Matrize inkl. Retentionselemente (Laborset - je 1x), Matrizengehäuse mit schwarzem Verarbeitungseinsatz, Abstandsring, Retentionseinsatz transparent (0°–10°), Retentionseinsatz rosa für leichte Retention (0°–10°) und Retentionseinsatz blau für extra leichte Retention (0°–10°)	LOMAT-1	34,95	
LoPat-Matrize inkl. Retentionselemente (Laborset - je 10x), Matrizengehäuse mit schwarzen Verarbeitungseinsätzen, Abstandsringe, Retentionseinsätze transparent (0°–10°), Retentionseinsätze rosa für leichte Retention, (0°–10°), und Retentionseinsätze blau für extra leichte Retention (0°–10°),	LOMAT-10	325,00	
LoPat-Matrize inkl. Retentionselemente für erweiterte Angulation (Laborset – je 1x), Matrizengehäuse mit schwarzem Verarbeitungseinsatz, Abstandsring, Retentionseinsatz rot (10°–20°), Retentionseinsatz orange (10°–20°) und Retentionseinsatz grün (10°–20°)	LOMAT-1A	34,95	
LoPat-Matrize inkl. Retentionselemente für erweiterte Angulation (Laborset – je 10x), Matrizengehäuse mit schwarzen Verarbeitungseinsätzen, Abstandsringe, Retentionseinsätze rot (10°–20°) Retentionseinsätze orange (10°–20°) und Retentionseinsätze grün (10°–20°)	LOMAT-10A	325,00	
Retentionselemente f. normale Retention, (0°–10°), transparent (4er Pack)	LOMAT-RET1	25,00	
Retentionselemente f. leichte Retention, (0°–10°), rosa (4er Pack)	LOMAT-RET2	25,00	
Retentionselemente f. extra leichte Retention, (0°–10°), blau (4er Pack)	LOMAT-RET3	25,00	
Retentionselemente f. Divergenzausgleich (bis 20°), grün (4er Pack)	LOMAT-RET4	25,00	
Retentionselemente f. Divergenzausgleich (bis 20°), orange (4er Pack)	LOMAT-RET5	25,00	
Retentionselemente f. Divergenzausgleich (bis 20°), rot (4er Pack)	LOMAT-RET6	25,00	
Platzhalter zum Einpolymerisieren, schwarz (4er Pack)	LOMATPH-4	25,00	
Platzhalter zum Einpolymerisieren, schwarz (20er Pack)	LOMATPH-20	112,50	
Hilfsteil zum Ausblocken (20er Pack)	LOMATHA-20	25,00	
Ratscheneinsatz für LoPat	INS0029	69,90	

Praxis/Labor

Unterschrift/Stempel

Straße/Nr.

Datum

PLZ/Ort

Ansprechpartner

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt. Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten! Stand: Januar 2017

Dentegris Service & Logistic Center

Grafschafter Straße 136 | DE-47199 Duisburg | shop.dentegris.de
Tel.: 02841-88271-0 | Fax: 02841-88271-20 | www.dentegris.de

 **Dentegris**
DENTAL IMPLANT SYSTEM